


Report Idiag Spine Check

12345-6, 01.01.2000

Aufzeichnungsdatum: 01.01.2023 09:00


Idiag M360 ist ein präziser, strahlenfreier Rückenscanner der ein 3D Modell Ihrer Wirbelsäule generiert und somit eine Grundlage für eine individuelle Rückenbehandlung bietet.

Haltung



Idiag Spine Score

Der Idiag Spine Score vergleicht Ihre Wirbelsäule mit derjenigen einer gesunden Referenzgruppe welche mit der Idiag M360 untersucht wurde. Eine höhere Punktezahl bedeutet eine grössere Übereinstimmung mit Ihrer Referenzgruppe, während eine niedrigere Punktezahl eine geringere Übereinstimmung bedeutet.




Der Idiag Posture Score umfasst die Komponenten Haltung und Harmonie. Haltung betrachtet die Position der Wirbelsäulensegmente. Harmonie betrachtet das Zusammenspiel der einzelnen Wirbelsäulensegmente

Der Idiag Flexion Score umfasst die Komponenten Beweglichkeit und Harmonie. Beweglichkeit betrachtet die funktionelle Fähigkeit Ihrer Wirbelsäule zur Flexion. Harmonie betrachtet wie die einzelnen Wirbelsäulensegmente zusammenspielen um eine Flexion zu erzeugen.

Der Idiag Stability Score umfasst die Komponenten Stabilität und Harmonie unter Belastung. Stabilität betrachtet die segmentale Stabilität unter Belastung. Harmonie betrachtet das Zusammenspiel der einzelnen Wirbelsäulensegmente.

Aufrechte Haltung - Regionale Betrachtung

Alle Werte in Grad [°]





- ⊖ Regionale BWS-Hyperkyphose
- ⊕ Normal ausgeprägte Lendenlordose
- Beckenneigung
- ⊕ innerhalb Referenzbereich

Beweglichkeit (Flexion) - Regionale Betrachtung


Alle Werte in Grad [°]

- ⊕ Normaler Bewegungsumfang der Brustwirbelsäule
- ⊕ Normaler Bewegungsumfang der Lendenwirbelsäule
- ⊖ Unterbeweglichkeit der Hüfte



Stabilität (Matthiass Test) - Regionale Betrachtung

Alle Werte in Grad [°]



- ⊖ Schwache Haltungskompetenz in der Lendenwirbelsäule (LWS)
- Ausreichende
- ⊕ Haltungskompetenz in Sakrum/Hüftgelenke

